

DATI TECNICI / <i>technical sheet</i>	TAVOLA SPINALE/<i>spinal board</i>
--	---

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 42786

2007/47/CE

93/42/CE

EN1865

cod. BARO25

MATERIALI / *components*

1	STRUTTURA ESTERNA <i>spinal body</i>	POLIETILENE LINEARE A.D. <i>linear polyethylene high density</i>
2	STRUTTURA INTERNA <i>internal structure</i>	vuota <i>empty</i>
3	FOGLIO ISTRUZIONI <i>instruction sheet</i>	CARTA <i>paper</i>

DIMENSIONI E PORTATA / *dimensions and load capacity*

Dimensioni / <i>dimensions</i>	184 x 44,5 x 6,5 cm
Peso / <i>weight</i>	7,8 kg
Portata nominale / <i>load capacity</i>	150 kg
Portata di prova / <i>load capacity tested</i> EN1865	250 kg

ALTRE CARATTERISTICHE / <i>others technical features</i>	radiotrasparente / <i>X-ray translucent</i>
LE TAVOLE SPINALI SONO ADATTE PER MONTARE QUALSIASI FERMACAPO E CINGHIE DI RITENZIONE <i>compatible with head immobilization devices and strapping systems</i>	galleggiante / <i>buoyant</i> lavabile / <i>washable</i> non assorbe liquidi / <i>impervious all fluids</i>



FRONTE / *right side*



RETRO / *back side*

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy	10/02/10
---	-----------------